

Rosidal haft - 8 cm x 5 m

gymna

Art: 577221 | Merk: [LOHMANN & RAUSCHER](#)



Productinformatie

Cohesieve korte rekwachtel: 60% rek in lengterichting

- Elastisch weefsel met hoge druksterkte, voor stevige compressie. De compressiedruk is dankzij de hoge mate van stiffness (stijfheid van het verband) goed te verdragen.
- Cohesief drukverband: kleeft t.o.v. vorige laag waardoor windel beter op zijn plaats blijft.
Voordeel: therapeutisch noodzakelijke compressiedruk blijft gedurende langere tijd behouden
- Mogelijke Toepassingen:
 - Flebologische en lymfatische aandoeningen: acuut en chronisch lymfoedeem, spataderen, na vaatchirurgie, bij dermatologische aandoeningen v.h. been bv. sclerose,...
 - Traumatologie en sportgeneeskunde: ondersteuning en ontlasting van gewrichten
 - Fixatie van lichaamsdelen
 - Fixatie van verbanden
- Luchtdoorlatend, wordt goed verdragen door de huid
- 99% katoen, 1% synthetisch, met natuurrubberlatexcoating
- De zelfkant verhindert uitrafelen van de randen
- 2 à 3 x herbruikbaar
- Verkrijgbaar in verschillende breedtes, lengte is 5 m in uitgerekte toestand
- Huidkleurig