

Transportkoffer - Vinno 5 - 6

gymna

Art: 568305 | Merk: [VINNO](#)



Productinformatie

De transportkoffer voor de Vinno 5 of Vinno 6 echografie apparaten is een **stevige koffer** om het apparaat en de bijbehorende transducers **veilig** op te bergen en te transporteren.

- Op maat gemaakte indeling.
- Ideaal voor de medische professionals die op verschillende locaties werken.
- Afmetingen: (l x br x d) 60 x 40 x 25 cm - voorzien van 4 wielen en een telescopische handgreep.