

# Dip station voor Toorx Wallbar beukenhout

***gymna***

Art: 576522 | Merk: [TOORX](#)



## Productinformatie

Het dip station is een extra accessoire voor de Toorx Wallbar in beukenhout. Hiermee breidt u de wallbar uit tot een veelzijdig trainingsstation:

- klassieke triceps dips
- L-sit dips met de benen gestrekt naar voor
- leg raises
- weighted dips - met een extra gewicht
- isometrische houdingsoefeningen
- squats
- ...

Dankzij een snelbevestigingssysteem en veiligheidsstift zijn ze snel te bevestigen en terug te verwijderen.

## Specificaties

- afmetingen : 79,7 x 72,4 x 57 cm
- gewicht: 14 kg
- kleur: zwart
- materiaal: staal