

Kwell Kettlebell - 4 kg

gymna

Art: 579050 | Merk: [KWELL](#)



Productinformatie

De **Kwell Kettlebell** is een professionele lijn van matzwart geverfde gietijzeren kettlebells die variëren in grootte afhankelijk van het gewicht.

Dankzij hun speciale compacte ontwerp met unieke afwerking, hun veelzijdigheid en het handvat met ongewijzigde diameter voor elke maat, ontworpen om een uitstekende grip te bevorderen en het vasthouden door elke gebruiker te vergemakkelijken, garanderen de kettlebells efficiëntie en duurzaamheid voor training.