

Kwell Iron Bench PRO - zwart - excl. accessoires

gymna

Art: 579222 | Merk: [KWELL](#)



Productinformatie

De Kwell Iron Bench Pro brengt functionaliteit, design en slimme opbergoplossingen samen in één enkel trainingstoestel. Het is een multifunctionele trainingsbank, solide, praktisch en uniek.

FUNCTIONEEL ONTWERP

- de rugleuning is verstelbaar in 5 verschillende posities, van vlak tot 90°
- zacht, maar stevig ligvlak voor extra comfort alle oefeningen zoals bij een klassieke trainingsbank zijn mogelijk: werken met losse gewichten, elastische weerstandsbanden, sit-ups, ...
- door het substantiële gewicht is deze bank veilig en stabiel en kan hij ook dienen voor sprongoefeningen, plyometrie, step-ups, functional training, ...
- volledig ontworpen en vervaardigd uit materialen voor een professioneel en intensief gebruik
- voorzien van strategische ankerpunten voor elastische weerstandsbanden of ropes uitgerust met wielen om de bank makkelijk te verplaatsen

Specificaties

- Afmetingen (LxBxH): 137 x 40 x 46 cm
- Gewicht: 80 kg
- Materiaal: gepoedercoat staal, bekleding met gesloten celstructuur, antislip en antibacterieel
- Artikelen afgebeeld op de foto's zijn niet inbegrepen

Let op: De bovenste dumbbellhouder is enkel ontworpen voor gewichten van 1 t.e.m. 3 kg.