

Desmotec suspensie kit

gymna

Art: 578145 | Merk: [DESMOTEC](#)



Productinformatie

De Desmotec suspensie kit heeft twee functies:

- in combinatie met een toestel van de Desmotec V.line, kan je deze suspensie kit gebruiken om oefeningen voor de bovenste ledematen bilateraal of alternerend uit te voeren in alle mogelijke richtingen.
- als functionele suspensietrainer: vastgemaakt aan een sportraam of training rack is deze suspensiekit een waardig alternatief voor andere sling trainers.

De suspensie kit bestaat uit een in lengte aanpasbare fixatiesangel, musketon, katrol, touw en twee multigrip handvaten (voor handen en voeten).