

Voorarmsteunen schuimstof Thera-Trainer (2 st)

gymna

Art: 514843 | Merk: [THERATRAINER](#)



Productinformatie

- kunnen gemonteerd worden op elke THERA-Trainer Veho en Tigo uitgerust met een armtrainer.
- te bevestigen op de V-vormige therapiegrepen zonder gereedschap.
- voor het bevestigen van verzwakte handen en armen.
- ergonomisch gevormde steunen uit zacht afwasbaar schuim, voorzien van 2 brede elastische bevestigingsbanden.