

Beenmanchet Lympha-mat - zwart - connector wit ***gymna***

Art: 110194 | Merk: [LYMPHAMAT](#)



Productinformatie

WERKINGSPRINCIPE MANCHET

- zie [Lympha-mat Digital](#) of [Lympha-mat 300N](#).

ALGEMENE KENMERKEN

- Vervaardigd uit kwalitatief hoogwaardige materialen die extreem belastbaar zijn.
- Makkelijk te reinigen (kan in de wasmachine mits het in acht nemen van bepaalde was-instructies) en te desinfecteren
- 100 % huidvriendelijk.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- 12 elkaar overlappende luchtkamers.
- Met ritssluiting.
- Lengte been (vanaf de hiel) 85 cm.
- Omtrek bovenbeen tot 75 cm.
- De omtrek van de manchet kan vergroot worden met 13 cm d.m.v. een [verbredingsstuk grijs](#) of [zwart](#).
- Kleur: grijs of zwart.
- Kleinere of grotere maten van beenmanchetten leverbaar op aanvraag.
 - Contacteer uw [regionale vertegenwoordiger](#).

De grijze connector is ontworpen voor de [Lympha-mat Digital](#)

De witte connector is ontworpen voor de [Lympha-mat 300N](#)

Beide connectoren passen echter op beide toestellen (en op de 300Plus).

