

# Edan SD3 Plus foetale doppler met 3MHz probe

**gymna**

Art: 9201334 | Merk: EDAN



## Productinformatie

De Edan SD3 Plus Ultrasonische doppler koppelt uitstekende sensitiviteit met duurzaamheid, waterbestendigheid en mogelijkheid tot verwisselen van de probes.

### SPECIFIEKE KENMERKEN

- Compact design met de mogelijkheid om met 1 hand te bedienen
- Verlicht OLED scherm met real-time Foetale Heart Rate display
- HiFi speaker
- Automatisch power off wanneer de probe teruggeplaatst wordt op de houder
- Plug & Play
- Ingebouwde heropblaadbare Li-ion batterij

### OPTIES

- 2MHz probe voor diepe penetratie bij ver-gevorderde zwangerschappen of obese patiënten
- Probes 4MHz - 5MHz - 8MHz voor het detecteren van de bloeddorstrooming (blood flow)
- Oplaadstation

### INHOUD

- Foetale doppler SD3 Pro toestel
- 3MHz probe voor het detecteren van de foetale hartslag vanaf 9 weken