

MoVeS oefenband - 45,5 m - extra licht - beige

gymna

Art: 527010 | Merk: MOVES



Productinformatie

De MoVeS band is een **elastische** latex **oefenband** van premium kwaliteit. De unieke **Snap-Stop** eigenschap maakt de weerstandsband extreem slijtvast en **scheurresistent**. Dit garandeert de **veiligheid** van de patiënt tijdens weerstandstraining. **Ideaal om mee te geven aan de patiënt om thuis te oefenen.**

Voor het verbeteren van:

- spierkracht.
- beweeglijkheid.
- coördinatie spiergroepen.

SPECIFICATIES MoVeS BAND

- **lengte: 45,5 m.**
- de weerstand wordt bepaald door de mate van uitrekking (lineair) en de dikte/kleur van de oefenband.
- 6 verschillende weerstandsniveaus:
 - beide: extra licht
 - geel: licht
 - rood: medium
 - groen: sterk
 - blauw: extra sterk
 - zwart: speciaal sterk

- **poedervrij:** minder dan 2mg/dm².

UW MoVeS PAKKET OMVAT

- grote rol van 45,5 meter
- verpakt in een handige doos met een uitsnede waardoor u de oefenband eenvoudig kunt **afrollen** en **afknippen** op de juiste lengte.