

# Occlude Sphygmomanometer bloedstroomrestrictie ***gymna***

Art: 581305 | Merk: [OCCLUDE](#)



## Productinformatie

### Occlude Sphygmomanometer – Nauwkeurige drukcontrole voor BFR-training

De **Occlude Sphygmomanometer** is een essentiële tool voor **veilige en effectieve Blood Flow Restriction (BFR) training**. Dit handmatige drukmeetsysteem stelt kinesitherapeuten, trainers en revalidatiespecialisten in staat om de druk van BFR-manchetten nauwkeurig te reguleren, wat cruciaal is voor optimale trainingsresultaten en patiëntveiligheid.

### Waarom kiezen voor de Occlude Sphygmomanometer?

- ? **Precieze drukmeting** – Zorgt voor een veilige en gecontroleerde beperking van de bloedstroom.
- ? **Eenvoudige bediening** – Handpomp en goed afleesbare manometer voor nauwkeurige aanpassing.
- ? **Geschikt voor alle Occlude BFR-manchetten** – Perfect compatibel met de volledige Occlude-reeks.
- ? **Duurzaam en betrouwbaar** – Hoogwaardige materialen voor langdurig professioneel gebruik.