

ventiel

Art: 1451222 | Merk: [HILLROM](#)



Productinformatie

De DuraShock DS 54 is een aneroïde, **manuele bovenarm bloeddrukmeter** met DuraShock™ technologie.

- deze bloeddrukmeters zijn schokbestendig en zonder tandwiel.
- weerstaat een val van 75 cm zonder de kalibratie te verstoren.

LASERGEGRAVEERDE WIJZERPLAAT VOOR EEN BETERE NAUWKEURIGHEID.

Het model DuraShock van Welch Allyn beschikt over een schroefventiel en een tube.

- bloeddrukmeter beschikt over een etiket waarop de naam kan opgeschreven worden om identificatie te vergemakkelijken.
- nauwkeurig en betrouwbaar.
- de met laser gegraveerde wijzerplaat is **bijzonder goed afleesbaar**.
- **vlot van manchet wisselen** dankzij de FlexiPort aansluiting.
- 5 jaar garantie op de kalibratie.

INHOUD Wordt geleverd met een velcro manchet FlexiPort voor volwassenen en een handig opbergetui.