

TORK alcoholgel 80% vulling - ontsmetting S1 - 1 l **gymna**

Art: 1812206 | Merk: **TORK**

€ 30,00

Stukprijs incl. BTW.



Productinformatie

Vulling met transparante Tork alcoholgel voor handontsmetting en -desinfectie.
Kwalitatief product voor goede handhygiëne

- vulling voor TORK S1 dispenser (art. 1808206).
- ideaal voor de gezondheidszorg, voldoet zelfs aan de vereisten voor scrubruimten.
- half gel voor veelvuldig gebruik.
- ontsmet en desinfecteert de handen snel.
- hydrateert de huid.
- eenvoudig te verspreiden, plakt niet.
- de hermetisch afgesloten flacon - met doseerpunt - vermindert het risico op kruisbesmetting bij het vullen van de dispenser.
- de flacon wordt vacuüm getrokken naarmate de inhoud vermindert (minder afval).
- inhoud: 1 liter, zuinig in gebruik.

Handontsmetting- en reinigingsmethode

- reinig en droog de handen voor gebruik.
- breng 1 à 2 doseringen desinfecterende gel aan op de handen.
- wrijf de ontsmettingsgel in op de volledige handen tot dat deze weer droog zijn (15 - 30 seconden).
- moet niet afgespoeld worden.

Ingrediënten

- 80% (w/w) Ethanol, gedenatureerd.
- Alcohol Denat.
- Aqua.
- Panthenol.
- Glycerine.
- Acetyl Alcohol.
- Propylene Glycol.
- Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer.
- Aminomethylpropano.

Voldoet aan EN 1500, EN 12791 en EN 14476* (*Norovirus en Rotavirus).