

Hot/Cold Pack - 12 x 29 cm - p st

gymna

Art: 577040 | Merk: QINES



Productinformatie

De QINES HOT/COLD PACK is een herbruikbaar kompres gevuld met gel, geschikt voor warmte én koude. Ideaal voor groot verbruik of voor thuisgebruik. ZOWEL WARMTE ALS KOUDE

- Groot temperatuurhoudend vermogen, blijven soepel, ook beneden 0° C.

INDICATIES WARMTE

- Gespannen spieren - gewrichtspijnen - rugklachten - reumatische aandoeningen - sportblessures.

INDICATIES KOUDE

- Breuken en kneuzingen - verstuikingen - blauwe plekken - trauma - acute inflammatoire gewrichtsaandoeningen. **GEBRUIK**
- **WARMTE:** zowel in packheater, warm waterbad (max. tot +80°C), als in een magnetron (micro-golf) (max 350 W).
- **KOUDE:** u legt de kompressen in de koelkast of de diepvriezer (max tot -18°C).

Opgelet: leg steeds een beschermhoes of handdoek tussen de huid en de Hot/Coldpack. Verkrijgbaar in 2 afmetingen. **CONTRA-INDICATIES WARMTETHERAPIE**

- cardiovasculaire aandoeningen – doorbloedingsstoornissen - infecties met koorts - lokale ontstekingen en verwondingen - reuma met ontstekingsverschijnselen - onbehandelde tumoren – hyperthyreose - diabetes mellitus.

CONTRA-INDICATIES KOUDETherapie

- cardiovasculaire aandoeningen - overgevoeligheid voor koude - Raynaud syndroom - arteriële doorbloedingsstoornissen - diabetes mellitus.

VOORZICHTIG bij orthostase of orthostatische hypotensie.