

Weerstandsband elastisch 4D PRO - wit/licht (2 st) ***gymna***

Art: 577457 | Merk: 4D PRO



Productinformatie

De WITTE elastische weerstandsbanden voor de 4D PRO ReAction trainer bieden **50 % minder weerstand** dan de rode weerstandsbanden die standaard bij de trainer geleverd worden. Deze weerstandsbanden worden aangeraden voor:

- kinderen tot 40 kg.
- het nauwkeuriger bepalen van de weerstand in combinatie met 1 of 2 rode weerstandsbanden.