

RET armband voor Winback

gymna

Art: 580552 | Merk: [WINBACK](#)



Productinformatie

De gepatenteerde Winback RET armbandjes bieden u alle vrijheid in uw behandeling:

- uw handen die de armbandjes dragen, vervangen de resistieve mobiele elektrode
- de energie gaat via uw handen naar het lichaam van uw patiënt
- wordt via de RET/CET elektrodekabel (art. 580596) met het toestel verbonden
- altijd in combinatie met een neutrale elektrode te gebruiken
- enkel compatibel met Back 3^{TX} en Back 4