

Nohrd Slimbeam trekapparaat - eik

gymna

Art: 566302 | Merk: NOHRD



Productinformatie

Verstelbare **trekapparaten** behoren tot de klassiekers onder de revalidatie-apparaten. Vanwege de **veelzijdigheid en functionaliteit** is het een onmisbaar toestel voor elke revalidatie en kinesitherapie praktijk. De SLIMBEAM is een **explosief trekapparaat** waar men óók aandacht heeft besteed aan het design: het moderne houten silhouet is gesofisticeerd, functioneel en plaats besparend. **Een aanwinst voor elke omgeving!**

SPECIFIEKE KENMERKEN

- kleur hout / fineerhout: eik of walnoot.
- de 'butterfly' is het belangrijkste kenmerk van de SlimBeam.
- unilateraal of bilateraal trainen.
- trekhoogte instelbaar op elke hoogte.
- de weerstand heeft een overdracht van 3:1.
- drie-dimensionele training, touw tot 8 m lang.
- standaard geleverd met pull-up stang en 2 triceps-touwen (andere handgrepen optioneel verkrijgbaar).
 - de pull-up stang is in hoogte verstelbaar waardoor ze eveneens als houvast kan dienen bij moeilijke oefeningen.
 - met de uitbreidingsset (optie) maak je van de pull-up stang een oversteek voor gebruik met een Latissimusstang.

ALGEMENE KENMERKEN

- te bevestigen tegen een (volle) muur, plafondfixatie of vloerstatief zijn optioneel verkrijgbaar.
- gewichtenkolom met rubberen gewichten:
 - startgewicht 5kg.
 - 14 gewichten van 5 kg.
 - trainen zonder lawaai.

- bodemplaat: 44 cm.
- afstand tot de muur: 10 cm.