

Peha-soft handschoen nitrile M - fino (150 st)

gymna

Art: 9601120 | Merk: [HARTMANN](#)



Productinformatie

Pehasoft nitrile fino onderzoeks-en beschermingshandschoenen voor **eenmalig gebruik**.

MATERIAAL

- Zacht nitrilrubber, blauw, **niet steriel**.
- Latex- en poedervrij, ideaal **voor de hypergevoelige huid**.
- Gechloreerde binnenlaag maakt het aantrekken gemakkelijk.

SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN

- Zeer elastisch en sterk, **bijzonder scheurbestendig**.
- Vingertoppen **met textuur** voor optimale grip, uitstekend tastgevoel.
- Perfecte pasvorm, past zowel links als rechts.

TOEPASSING EN INDICATIES

- Voor **eenmalig gebruik** in alle domeinen waar er risico op contaminatie is.
- Voor personen die **overgevoelig zijn voor handschoenpoeder** of allergisch zijn voor latex proteïnen (Type-I-allergie).
- Geschikt voor gebruik in het laboratorium en de omgang met chemicaliën en desinfectiemiddelen.
- Toegestaan voor het contact met voedingsmiddelen.

VERPAKKING

- Verkrijgbaar in verschillende maten.
- 1 verpakking met 150 stuks.

CERTIFICAAT

- Medisch hulpmiddel conform EN 455.
- Persoonlijke beschermingsuitrusting conform EN 374, cat. III.