

Ergofit Cross 4000 MED - antraciet

gymna

Art: 580311 | Merk: [ERGOFIT](#)



Productinformatie

CROSS-ERGOMETER van superieure kwaliteit met een uitstekende, betrouwbare techniek en technologie voor cardiovasculaire revalidatie, (sport)training.

- voor professioneel gebruik, met een elliptische loopbeweging voor natuurlijke en comfortabele bewegingen die de gewrichten maximaal sparen.
- de beweging kan zowel naar voor als naar achter, mét of zonder beweging van de armen.

ALGEMENE KENMERKEN

- elliptische crosstrainer met lage doorstap.
- makkelijk toegankelijk, vaste handensteun.
- korte, vloeiende beweging.
- veiligheidsstop.
- hartslaggestuurde training (via Polar borstband met zender meegeleverd).
- eenvoudige bediening.
- wervelstroomrem.
- belasting: 15 - 200 levels, in stappen van 5.
- toerental: 15 - 200 stappen/min.
- max. gebruikersgewicht: 200 kg.
- verrijdbaar, voorzien van 2 wieltjes.
- taal te selecteren op het display.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- trainingsmogelijkheden: manueel, manueel countdown, cardio, profielen.
- parameters op het display: WATT, PULSE, TIME, DIST., T/MIN, KCAL.
- afmetingen (LxBxH): 190 x 66 x 170 cm.
- gewicht: +/- 102 kg

KEUZE MOGELIJKHEDEN

- frame: wit of antraciet.
- scherm: grafisch LED scherm met druktoetsen of kleuren touchpanel.
- uitvoering: standaard of MED (medisch gekeurd volgens MDR).
- chip: voorzien van RFID lezer (compatibel met Vitality care software).