

CarePump Lite6

gymna

Art: 119200 | Merk: CAREPUMP



Productinformatie

CarePump Lite6 – Compact en gebruiksvriendelijk pressotherapietoestel

De CarePump Lite6 is een compact en gebruiksvriendelijk pressotherapietoestel, geschikt voor zowel gebruik in de medische omgeving als thuis. Dankzij de intuïtieve bediening en ruime instelmogelijkheden biedt dit toestel een comfortabele, ritmische drukmassage, afgestemd op persoonlijke voorkeur en gebruiksdoel.

De cuffs zijn opgebouwd uit **6 overlappende luchtkamers**, wat zorgt voor een vloeiende en gelijkmatige druk zonder onderbrekingen. De kamers blazen zich sequentieel of gelijktijdig op, afhankelijk van het gekozen programma, voor een aangename en natuurlijke ervaring.

Belangrijkste kenmerken

- Geschikt voor praktijk- en thuisgebruik
- 6 overlappende luchtkamers in de cuffs voor een gelijkmatige drukverdeling
- 6 voorgeprogrammeerde massageprogramma's
- Druk instelbaar van 20 tot 220 mmHg
- Behandelduur instelbaar van 1 tot 120 minuten
- 5 instelbare snelheden voor het opblazen van de kamers
- Mogelijkheid om individuele kamers uit te schakelen
- Overzichtelijk 5" kleurentouchscreen
- Compact, licht en eenvoudig verplaatsbaar
- Let op: cuffs zijn niet inbegrepen!