

Toorx Professional Hip thrust

gymna

Art: 581414 | Merk: **TOORX**



Productinformatie

De **Toorx Professional Hip thrust** is een pin loaded krachttoestel voor het trainen van bil-, dij- en kuitspieren. Dit toestel is dankzij zijn design en gebruiksgemak perfect geschikt voor gebruik in een kinepraktijk of revalidatiesetting. De voornaamste spieren die worden aangesproken zijn de mm. hamstrings, m. gluteus max., mm. tibialis, mm. triceps surae.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- **krachtoverbrenging over meerdere katrollen - het double winding pulssysteem** - garandeert een soepele, gelijkmatige weerstand over de hele bewegingsbaan
- **verstelopties:** grote en kleine lastarm op 5 niveaus, rol voor dijen - 2 posities.
- **robuuste constructie:** frame van ovale (50 x 100 mm) en ronde (60 mm) stalen buizen, 3 mm dik.
- **dubbele heavy duty poedercoating** voor krasbestendigheid.
- **gewichtstapel:** 100 kg stalen gewichten met pin-selector en beschermkooi, per 5 kg.
- **pulleysysteem:** overbrenging via kabels in geweven staal van 5 mm dik, zeer sterk en duurzaam, max. belastbaar tot 1500 kg.
- **comfortabele bekleding:** stoel afgewerkt in high density kussens met PU bekleding.
- **veiligheidsnormen:** voldoet aan EN20957-1/ EN957-2 klasse S.

Montage: niveau 1

Specificaties

- Afmetingen (L x B x H): 72 x 160 x 162 cm
- Gewicht: 258,5 kg
- Max. gebruikersgewicht: 120 kg
- Gewichtenstapel: 100 kg, startgewicht 5 kg, per 5 kg