

Balance-Trainer super balo 536

gymna

Art: 561315 | Merk: [THERATRAINER](#)



Productinformatie

De Balance-trainer super van THERA-Trainer is een uniek toestel dat de functie van statafel en balanstrainer combineert in één apparaat. Het type Balo 536 biedt de mogelijkheid tot evenwichtstraining en verhoogt de stabiliteit in heupen en bovenlichaam, vermindert de spiertonus, bloedsomloop en ademhaling verbeteren.

ENKELE INDICATIES

- paraplegie, tetraplegie.
- Multiple Sclerose (MS).
- Parkinson.
- CVA.
- geriatrie...

SPECIFIEKE KENMERKEN

- houten tafel met gepolsterde inkeping voor het lichaam.
- de handgrepen – links en rechts – zijn verstelbaar in hoogte.
- kniesteunen:
 - veilige steun/fixatie van de knieën.
 - 3 polsteringen per knie.
 - verstelbaar in hoogte, diepte en breedte.
 - afneembaar voor functionele oefeningen (vb. de uitvalspas).
- heupsteun:
 - veilige steun/fixatie van het bekken.
 - 4 polsteringen.
 - verstelbaar in hoogte, diepte en breedte.
- benen en heupen worden op veilige en comfortabele wijze in positie gehouden, terwijl het bovenlichaam vrij kan bewegen
- voetenplaat met voetfixaties (verstelbaar en/of verwijderbaar).

- hoogte: instelbaar 95 - 125 cm.
- lengte patiënt: 140 - 200 cm.
- maximum gewicht patiënt: 140 kg.
- 4 wieltjes – met rem - voor eenvoudig verplaatsen.

De Balance-trainer Balo 536 kan uitgebreid worden met diverse optionele toebehoren om het toestel aan te passen aan de individuele behoeften van de gebruikers. Het elektrische optreksysteem (art. 503.181) of de bovenlichaamssteun (art. 503.150) bijvoorbeeld, of de Balance software met o.a. verschillende therapie-oefeningen en biofeedback mogelijkheden. Onze productspecialisten laten u graag uitgebreid kennis maken met dit unieke toestel.