

Artzt Vitality harnas

gymna

Art: 577169 | Merk: [ARTZT VITALITY](#)



Productinformatie

Dit speciaal ontworpen HARNAS voor de ARTZ VITALITY HRT tubing **maakt het lopen en sprinten tegen weerstand veilig en comfortabel.** SPECIFIEKE KENMERKEN

- buitenkant nylon, binnenkant schuim.
 - schuimvulling aan de binnenkant maakt het oefenen comfortabel.
 - 4 stevige metalen ogen in het harnas.
- de stevige musketiershaak van de HRT tubing sluit het harnas en bevestigt het aan de HRT tubing.
- bestand tegen hoge trekkrachten.

REINIGEN

- reinig de nylon coating met een vochtige doek of zachte borstel.