

# Nu-Tek Levator Mini bekkenbodetrainer - spierstimulator

***gymna***

Art: 107335



## Productinformatie

De Nu-Tek Levator Mini is een compact elektrostimulatie toestel voor de behandeling of verbetering van:

- verschillende types urinaire (stress, urge, mixed) en fecale incontinentie
- aandoeningen die het gevolg zijn van verzwakte bekkenbodemspieren
- pijn in de bekkenbodem regio
- blaasfunctie door het stimuleren van de N.tibialis
- seksuele ongemakken en beleving
- klachten tijdens menopauze

Het toestel is geschikt voor patiënten én medische professionals: 20 voorgeprogrammeerde en 2 vrije programma's laten toe om de Levator Mini zeer snel en gericht in te stellen op de noden van de gebruiker. De vergrendelfunctie zorgt ervoor dat vooraf ingestelde parameters niet (per ongeluk) door de patiënt kunnen aangepast worden.

## TECHNISCHE KENMERKEN

- 2 kanaals elektrostimulator
- 20 vaste en 2 vrij programmeerbare behandelingen
- intern geheugen voor de laatste 30 behandelingen
- vergrendelfunctie
- timer: 1 - 60 min
- intensiteit: 0 - 90 mA
- pulstijd/pulsduur: 50 - 450  $\mu$ s
- pulsfrequentie: 2 - 100 Hz
- automatische uitschakeling na 2 min. inactiviteit

## Specificaties

- afmetingen: 109 x 68 x 27 mm
- standaard geleverd met:
  - 4 AAA batterijen
  - vaginale stimulatiesonde
  - 2 zelfklevende oppervlakte-elektroden 5x10 cm
  - 2 elektrodekabels
  - handig draagtasje
  - bevestigingsklip om het toestel aan de kleding vast te maken
- compatibel met de Qines [sondes vaginaal \(art. 500900\)](#) en [anaal \(art. 500904\)](#) (niet inbegrepen)