

Globus Genesy 1500

gymna

Art: 503330 | Merk: GLOBUS



Productinformatie

De Globus 1500 is een 'zakformaat' apparaat voor 4-kanaals elektrotherapie. Zeer gebruiksvriendelijk zowel in de praktijk, het ziekenhuis als voor huisbezoeken.

- grafisch scherm.
- voorgeprogrammeerde programma's voor revalidatie, pijnstilling, sportbehandelingen, conditiebehandelingen, ...
- diagnose voor berekening van rheobase en chronaxie.
- vrij geheugen voor het opslaan van eigen programma's.
- 4 onafhankelijke kanalen, de intensiteit kan per kanaal of voor de 4 kanalen gelijktijdig ingesteld worden.
- simultane stimulatie 2+2: gelijktijdig 2 (verschillende) programma's/behandelingen toepassen.
- werkt via netadapter of via oplaadbare batterijen.
- geleverd in een handig draagtasje.

EXTRA MOGELIJKHEDEN

- '3S' serial stimulation
- laat toe om verschillende spieren sequentieel te laten aanspannen, er wordt een natuurlijke beweging verkregen door het verschillende tijdstip van de activatie van de verschillende spieren.
- laat toe om de stimulatie (manueel) te activeren op het gewenste moment, de therapeut kan de stimulatie activeren om een vrijwillige spiercontractie te ondersteunen om zo een grotere spiervezelrecrutering te bekomen; dit zorgt voor een beter coördinatie effect.

Specificaties

- afmetingen: 16 x 9,9 x 35,4 cm
- gewicht: 404 g

- 4 kanalen
- stroomvorm EMS en TENS: bifasisch symmetrisch
- intensiteit: 0 - 120 mA
- frequentie: 0,3 - 150 Hz
- pulsbreedte: 50 - 450 μ s