

Germstar handontsmetting 70% - vulling touchless ***gymna*** dispenser - 946 ml

Art: 503767 | Merk: [GERMSTAR](#)



Productinformatie

- Navulling met ontsmettingsvloeistof voor Germstar touchless dispenser.
- Goed voor ca. 900 keer handen desinfecteren.

Desinfecteer uw handen zonder water, zeep of handdoek te gebruiken. Zeer breed werkingsspectrum: virussen, bacteriën, schimmels ...

SPECIFIEKE KENMERKEN

- Zelfdrogende oplossing op basis van isopropylalcohol, zonder chemische additieven.
- Elimineert 99,9% ziektekiemen en bacteriën - 70% alcohol.
- De natuurlijke huidverzorgende producten die aan Germstar zijn toegevoegd beschermen en herstellen de vochtbalans van de huid.
- De handen blijven zacht aanvoelen en drogen niet uit.