

Kompres zwachtel 8 x 0,5 cm x 2 m

gymna

Art: 577240 | Merk: **LOHMANN & RAUSCHER**



Productinformatie

- Schuimrubberen compressiezwachtel die zonder trek en in spiraalwindingen op naad (zonder overlapping) wordt aangelegd.
- Het materiaal kan individueel op maat worden geknipt voor het ontlasten van drukgevoelige plaatsen (randen dienen hierbij afgerond te worden)
- Indicaties:
 - Compressie bij oedeembehandeling: verhoogde compressie onder lymfologische zwachtels
 - Ter ondersteuning van functionele zwachtels in de sportgeneeskunde
 - Polstering van verbanden of spalken
 - Voor plaatselijke drukverhoging in combinatie met andere producten voor compressie
- Materiaal: 100 % anti-allergene synthetische latex (styrol-butadien).
- Kleur: wit
- Lucht- en waterdampdoorlatend materiaal dat zijdezacht aanvoelt