


**Sprinttrack uni indoor - onbedrukt - getuft**

***gymna***

**kunstgras - 10 x 2 m - groen**

Art: 581100



## Productinformatie

**Sterke kwaliteit voor intensief gebruik – zonder belijning, met professionele uitstraling**

De **Sprinttrack UNI Indoor** is ontwikkeld voor functionele revalidatie en krachttraining in een professionele omgeving. Dankzij de stevige vezelstructuur en uitstekende grip is deze track perfect geschikt voor oefeningen zoals sled pushing, looptechniek, stabilisatietraining en explosiviteitstraining. De uitvoering in één kleur zonder belijning zorgt voor een strakke, rustige en veelzijdige look die past in elke trainingsruimte.

## Beschikbare afmetingen

- Breedte: 2 meter
- Lengtes: 10, 15, 20 of 30 meter
- Op zoek naar een maatwerk sprinttrack?  
[sprinttrack kunstgras gepersonaliseerd - per m<sup>2</sup> - maatwerk](#)

## Specificaties

- Materiaal vezels: 100% polyethyleen
- Constructie: getuft
- Totale hoogte:  $\pm 15$  mm
- Poolhoogte:  $\pm 13$  mm
- Poolgewicht:  $\pm 1.230$  g/m<sup>2</sup>
- Totaal gewicht:  $\pm 2.310$  g/m<sup>2</sup>
- Steken per m<sup>2</sup>:  $\pm 58.800$
- Gauge: 3/16"
- Waterdoorlaatbaarheid: geen drainage (enkel indoor)
- Hoge UV-bestendigheid
- Milieu: 100% lood- en cadmiumvrij
- Beschikbare kleuren: antraciet, rood, blauw, groen, zwart