

Vinno E35 echografie-apparaat praktijkunit - incl.

gymna

WiFi

Art: 568210.D | Merk: [VINNO](#)



Productinformatie

De **Vinno E35 echograaf** is ontworpen voor medische professionals die op zoek zijn naar een **praktijkunit** met **krachtige prestaties**, uitstekende beeldkwaliteit, gebruiksgemak, kortom naar een betrouwbare oplossing tegen een betaalbare prijs.

De Vinno E35 is niet alleen ideaal voor **musculoskeletale (MSK) echografie**, maar ook voor **diverse andere medische echo-toepassingen** zoals abdominaal, obstetrie, gynaecologie, cardiologie, urologie, vasculair, TCD, pediatrie, intra-operatief, ...

Geavanceerde beeldverwerkingstechnologie

- Het unieke **RF-platform** resulteert in hoge beeldkwaliteit.
 - dankzij **geavanceerde signaalverwerking** levert het apparaat beelden van uitzonderlijke helderheid en nauwkeurigheid.
 - dit zorgt niet alleen **scherpere beelden**; de hoge resolutie helpt bij het **identificeren van fijne details**, hetgeen cruciaal is voor het beoordelen van verschillende weefsels en organen.

Pure Wave Probe technologie

- Biedt een uitstekende penetratie en **hogere Dopplersensitiviteit**.
- Ideaal voor diepe structuren.
- Verbeterd ook de beeldkwaliteit in moeilijke omstandigheden, zoals bij obese patiënten.

Breed scala aan transducers

- Compatibel met **verschillende transducers**, die eenvoudig kunnen worden verwisseld afhankelijk van de toepassing.
- Dit maakt het mogelijk om de Vinno E35 aan te passen voor **uiteenlopende onderzoeken**, van musculoskeletale toepassingen tot abdominale, cardiologie, obstetrie-gynaecologie, en vasculaire onderzoeken.

Flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid

- Een combinatie van een **10" touchscreen** en fysieke knoppen voor efficiënte en snelle bediening.
- Een **logische interface** maakt het systeem eenvoudig te bedienen, ook voor beginners.
- De intuïtieve bediening en **de mogelijkheid om presets aan te passen**, maken het gebruik van de Vinno E35 eenvoudig, zelfs voor complexe onderzoeken.
- De voorgeconfigureerde instellingen kunnen aangepast worden aan specifieke medische disciplines.

Elastografie

- Meet de stijfheid van weefsels - een functie die steeds meer gebruikt wordt in bijvoorbeeld oncologie of hepatologie.

Ergonomisch

- Mobiele monitorarm - 21" monitor.
- In hoogte verstelbare bedieningsconsole.
- Afmetingen: (breedte x diepte x hoogte) 60,5 x 87,5 x 126 cm - gewicht: 60 kg.

Geïntegreerde Vinno tutorials

- Het systeem bevat handige tutorials waarmee gebruikers **stap voor stap door de procedures worden geleid**.
- Deze begeleiding - ondersteund door **video's en anatomische voorbeelden** - is ideaal voor zowel beginners als ervaren professionals die hun kennis willen opfrissen.

FlyInsono App

- Met de FlyInsono app wordt werken met de Vinno E35 nog efficiënter (downloaden op uw smartphone, tablet of PC).
- Deze app stelt u in staat om echobeelden rechtstreeks te **uploaden naar de cloud**, waar ze altijd en overal toegankelijk zijn.
- **Real-time beelddeling** met collega's is ook mogelijk, wat samenwerking op afstand bevordert.