

Kompres non woven Mesoft - 5 x 5 cm (100 st)

gymna

Art: 9150206 | Merk: [MOLNLYCKE](#)



Productinformatie

Mesoft non-woven kompressen zijn hoogwaardige, zachte wondkompressen. Ze zijn verkrijgbaar in steriele en niet-steriele uitvoering. Ze bestaan uit vier lagen en zijn gemaakt van 67% viscose en 33% polyester. Ze bevatten geen bindmiddel.

Belangrijkste eigenschappen:

- Zacht en huidvriendelijk, plooibaar en comfortabel in gebruik
- Sterk absorberend, geschikt voor lichte tot matige wondvochtproductie
- Vezelarm, waardoor er minder risico is op verontreiniging van de wond
- Vormvast, ook wanneer het kompres nat is

Gebruikstoepassingen:

- Voor reiniging van wonden of huid voorafgaand aan ingrepen
- Als absorberende secundaire laag bij wondverzorging
- Ter bescherming van oppervlakkige of kwetsbare wonden

Aanbevolen gebruik:

- Bevochtig het kompres met een antiseptisch middel om de wond te reinigen
- Gebruik als secundaire laag bij wonden met exsudaat
- Kan worden gebruikt bij algemene huidreiniging of wondverzorging
- + Zowel steriel als niet-steriel beschikbaar
- + Efficiënte absorptie en bescherming
- + Betaalbaar alternatief voor klassiek gaas
- + Geschikt voor professioneel en thuisgebruik
- + Veilig voor de huid, niet-toxisch en niet-sensitiserend

Specificaties

- Materiaal: 67% viscose / 33% polyester
- Aantal lagen: 4
- Gewicht: ca. 40 g/m²
- Beschikbare maten: 5x5 cm (300 stuks), 7,5x7,5 cm (300 stuks), 10x10 cm (200 stuks)