

Ergofit Vector Leg Extension MED - antraciet

Art: 512401 | Merk: **ERGOFIT**

gymna

€ 9.491,82

Stukprijs incl. BTW.



Productinformatie

LEG EXTENSION voor de versterking van het bovenbeen **SPIERGROEPEN:** M. quadriceps femoris **LOAD**

- Max: 112,5 kg
- weerstand: aanpassing per 7,5 kg / 2,5 kg MED

ALGEMENE KENMERKEN

- op beperkte oppervlakte opstelbaar
- eenvoudige bediening
- focus op ergonomie en toegankelijkheid
- met indirecte LED verlichting en modern design

OPTIONEEL EXTRA TE VERKRIJGEN

- MED versie:
 - MDD gekeurd
 - inclusief ROM begrenzer
 - tussengewicht: in stappen van 2,5 en 5 kg
- T versie:
 - kleuren touchscreen
 - toont begin- en eindpositie van de oefening

- real-time feedback tijdens uitvoering (gewicht, aantal herhalingen, tempo)
- CVT (= Connected Vitality Touchscreen) versie:
 - kleuren touchscreen
 - toont begin- en eindpositie van de oefening
 - real-time feedback tijdens uitvoering (gewicht, aantal herhalingen, tempo)
 - chipkaart lezer (RFID)
 - compatibel met Vitality system software

KLEUREN

- kleuren frame
 - zwart frame met witte afscherming van gewichtenstapel
 - zwart frame met zwarte afscherming van gewichtenstapel
- kleuren bekleding
 - zwart – met zwarte, groene of rode stikking
 - charcoal (antraciet)
 - cactus (groen)
 - sky (blauw) – met blauwe of gele stikking
 - cherry (rood)
 - smoke (bruin)
- kleuren LED verlichting
 - rood
 - groen
 - blauw
 - wit